

Micro-Cosmos



Descansar



Sensación de seguridad



Dormir mejor

Un ambiente confortable y de bajo estímulo para pacientes y residentes de centros de salud.

Sobre nosotros

La idea detrás de Micro-Cosmos se originó durante un Hackathon de Salud realizado por el Centro Médico de la Universidad de Radboud. Durante el hackathon, profesionales sanitarios se reunieron con expertos de otros campos para intercambiar ideas sobre el problema de los pacientes que duermen mal. La solución que se les ocurrió fue una cama tipo cúpula diseñada para garantizar que los pacientes se vieran menos afectados por la luz y el sonido. Esto significa que los pacientes pueden dormir mejor y recuperarse lo suficiente como para regresar a casa más rápidamente. Luego de un proceso intensivo de desarrollo de productos y pruebas exhaustivas por parte de pacientes y profesionales de la salud, estamos orgullosos de presentar el producto terminado.






Misión y visión

Creemos que podemos utilizar activamente el entorno del paciente para contribuir a una pronta recuperación. Al crear un entorno que reduce la luz y el sonido intrusivos y brinda privacidad y comodidad, permitimos que el paciente o cliente se sienta seguro y descanse más. Un paciente inquieto también impone mayores exigencias a los trabajadores sanitarios. Un ambiente más tranquilo para el paciente también creará un ambiente tranquilo para el personal sanitario.

En hospitales

Más de la mitad de los pacientes duermen mal en el hospital. De media, los pacientes duermen una hora y media menos que en casa. Aunque el sueño es sumamente importante para su recuperación. La mayoría de las perturbaciones en las salas de los hospitales son causadas por la intrusión de luz y sonido provenientes de equipos médicos, otros pacientes y personal de enfermería.

La cúpula Micro-Cosmos ayuda a los pacientes del hospital a recuperarse proporcionándoles su propio entorno personal y confortable. Al reducir la intrusión de luz y sonido, garantizamos que los pacientes puedan descansar más y dormir mejor. La cúpula Micro-Cosmos también ofrece privacidad siempre que el paciente sienta la necesidad de ello.

-  El 76% de los pacientes experimentan más descanso y privacidad
-  Menos llamadas al personal de enfermería durante la noche
-  Mejora de la calidad del sueño en un 30%



En residencias de ancianos y otras instituciones

Las noches inquietas son un problema común, especialmente para las personas con demencia. Los efectos colaterales pueden incluir levantarse de la cama con frecuencia, dormir durante el día, agresión, agitación, aumento del tono muscular y comportamiento vocalmente disruptivo.

Las personas con demencia se sobreestiman fácilmente ya que su cerebro es menos capaz de procesar y filtrar estímulos. Por eso tienen una necesidad particular de un ambiente cómodo y de bajo estímulo. La cúpula Micro-Cosmos nos ayuda a crear un mejor ambiente para que los residentes descansen y duerman.



Los residentes duermen más ininterrumpidamente



Los residentes no se levantan de la cama con tanta frecuencia



Para calmar el ambiente en la sala



Fácil de instalar

La cúpula Micro-Cosmos es móvil y fácil de transportar detrás de la cama. Haga espacio en la cabecera de la cama y coloque la cúpula Micro-Cosmos allí, detrás de la cama. Asegúrese de que la cúpula Micro-Cosmos y la cama se toquen. Fije la cúpula Micro-Cosmos en su posición bloqueando el freno de las ruedas.



Abriendo y cerrando

Utilice las manijas para abrir y cerrar la cúpula Micro-Cosmos. No es necesario cerrar completamente la cúpula de la cama y se puede fijar en cualquier posición que desee. La cúpula no impide que los pacientes y residentes se muevan libremente, ya que ellos mismos pueden abrirla y salir de ella fácilmente.



Interior calmante

El interior de la cúpula Micro-Cosmos está decorado con imágenes relajantes para animar a los pacientes y residentes a descansar lo suficiente. Se han elegido imágenes de bosques porque, según las investigaciones, tienen un efecto positivo sobre el descanso y el bienestar.



Limpieza

Limpia la cúpula Micro-Cosmos después de cada uso. Por ejemplo, utilizando un paño de microfibra húmedo o toallitas limpiadoras Wecoline Clean 'n Easy. Si es necesario desinfectar el Micro-Cosmos, utilice productos como toallitas con alcohol (70%), toallitas Bacillol (30 o AF) o toallitas Incidin OxyWipe. Estos productos no dañarán las superficies del Micro-Cosmos.

Información técnica

La cúpula Micro-Cosmos cabe detrás de camas estándar de hospitales y centros de atención. Es adecuada para camas de hasta 107 cm de ancho.

Cuando la cúpula Micro-Cosmos está completamente cerrada, se consigue una reducción media del sonido de 3 dB(A) lo cual significa que el sonido ambiental se reduce en un 50%. Los picos de sonido superiores a 40 dB(A) se reducen en un 40%.



Dimensiones interiores:

1080 mm

Dimensiones plegado:

749 × 1250 × 1300 mm

Dimensiones desplegado:

1300 × 1250 × 1450 mm

Largo X Ancho x Altura

Escanea el código QR para
más información sobre
nuestros productos



✉ info@micro-cosmos.nl

☎ +316-49397363

🌐 www.micro-cosmos.nl

📍 Toernooiveld 100
6525 EC Nijmegen



Descansar



Sensación de seguridad



Dormir mejor